

Ficha técnica – Electrolítico Pet

Eletrólítico® Pet es una composición rehidratante perfectamente equilibrada para la reposición oral rápida de electrolitos perdidos.

INDICACIÓN

Suplementación de electrolitos indicada durante y después de los ejercicios físicos o para el mantenimiento de una adecuada hidratación en caninos, felinos, mustélidos, aves, reptiles y roedores.

MODO DE UTILIZACIÓN

Para utilizarse por vía oral.

- Caninos, felinos, mustélidos, aves, reptiles y roedores: diluir el contenido del sobre en 250 mL de agua y administrar, vía oral, usando una jeringa.
- Para mantenimiento: el contenido del sobre podrá diluirse en 1 L de agua. Dejar agua a disposición del animal durante el uso del Eletrólítico® Pet.

NIVELES DE GARANTÍA POR kg DEL PRODUCTO

Calcio (Mín. e Máx.)	4.222 mg/5.300 mg
Cloro (Mín.)	318 g
Magnesio (Mín.)	11 g
Maltodextrina (Mín.)	150 g
Potasio (Mín.)	59,6 g
Sodio (Mín.)	171 g

PRESENTACIÓN

Cajas display conteniendo 10 sobres de 10 g.